


Anticorpo Monoclonal Anti-Flotilina-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075955

Número do item: CM0012137



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Flotilina-1 validado por KO para WB, IHC-P, ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a proteína de suporte de cavéolas FLOT1 (075955). Ideal para pesquisas sobre jangadas lipídicas de membrana, endossomos e cavéolas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] mAb de coelho contra Flotilina 1
Observações/Apelido	FLOT1; flotilina-1; Flotilina 1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10211
GeneID	10211
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-427 da Flotilina 1 humana (NP_005794.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	075955
Peso da proteína	47 kDa
Envio	Gelo reutilizável