

Anticorpo Policlonal Anti-Flotilina 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O75955

Número do item: CM0030451



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Flotilina-1, validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta Flotilina-1 humana, de rato e de camundongo (47 kDa). Ideal para pesquisas em caveolas e jangadas lipídicas da membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Flotilina 1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FLOT1
Espécie	Humana
ID do Gene	10211
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-427 da Flotilina 1 humana (NP_005794.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75955
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em saco de gelo