


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Flotilina 1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75955

Número do item: CM0020982



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Flotilina 1 (FLOT1) para Western blot (WB), IHC-P e ELISA. Validado em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre caveolina e jangadas de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Flotilina 1 pAb de coelho
Observações/Alias	FLOT1; flotilina-1; Flotilina 1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10211
GeneID	10211
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 128-427 da Flotilina 1 humana (NP_005794.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O75955
Peso da proteína	47 kDa
Transporte	Bolsa de gelo