

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Flowering Locus C (Flc) Para Wb, Elisa - Q9S7Q7

Número do item: CM0023171

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao FLOWERING LOCUS C (FLC) de Arabidopsis thaliana, um repressor chave da floração. Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Imunógeno de proteína recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-FLC
Observações/Alias	AGAMOUS-like 25; AGL25; FLF; FLOWERING LOCUS C; FLOWERING LOCUS F; MADS BOX PROTEIN FLOWERING LOCUS F; REDUCED STEM BRANCHING 6; RSB6; T31P16.130; T31P16_130; FLC
Espécie	Arabidopsis thaliana
GeneID	830878
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-196 de FLC de Arabidopsis thaliana (NP_196576.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9S7Q7
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo