

Anticorpo Policlonais Anti-Flowering Locus T (Ft) Para Wb, Elisa - Q9Sxz2

Número do item: CM0022652



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FLOWERING LOCUS T (FT) de Arabidopsis thaliana, validado para WB e ELISA. Ideal para estudos de sinalização do florigeno e regulação do tempo de florescimento na pesquisa de desenvolvimento vegetal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FT Rabbit pAb
Observações/Alias	F5I14.3; F5I14_3; FLOWERING LOCUS T; REDUCED STEM BRANCHING 8; RSB8; FT
Espécie	Arabidopsis thaliana
GeneID	842859
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 70-150 do FT de Arabidopsis thaliana (NP_176726.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9SXZ2
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo