


Anticorpo Policlonal Anti-Flt3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P36888

Número do item: CM0018473



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o FLT3 humano (CD135/FLK2/STK1), validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Adequado para pesquisa em oncologia e hematopoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FLT3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; FLT3
Espécie	Humano
ID do Gene	2322
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 701-800 do FLT3 humano (NP_004110.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36888
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Saco de gelo