


Anticorpo Monoclonal Anti-Flt3/Cd135 Para Fc, Elisa - P36888

Número do item: CM0006531



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Flt3/CD135 humano, validado para citometria de fluxo e ELISA. Detecta o receptor tirosina quinase FLT3, chave na diferenciação hematopoiética e leucemogênese. Reage com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Flt3/CD135 Rabbit mAb
Observações/Apelido	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Flt3/CD135
Espécie	Humano
GeneID	2322
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-163 de Flt3/CD135 humano (NP_004110.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P36888
Peso da Proteína	108KDa/113kDa
Envio	Saco de gelo