

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Flvr2 Para Wb E Elisa - Q9Upi3

Número do item: CM0029402



introdução

Anticorpo policlonar de coelho anti-FLVCR2 validado para WB e ELISA. Reconhece FLVCR2 (CCT/SLC49A2) humano e de camundongo, um transportador de colina/etanolamina e heme essencial para a função da barreira hematoencefálica e a termogênese mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FLVCR2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CCT; EPV; PVHH; MFSD7C; SLC49A2; C14orf58; FLVCRL14q; FLVCR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55640
GeneID	55640
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da FLVCR2 humana (NP_060261.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UPI3
Peso Molecular da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo