

Anticorpo Policlonal Anti-Flywch2 Para Wb, Elisa - Q96Cp2

Número do item: CM0021300

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao FLYWCH2 humano, validado para Western blot e ELISA. Ideal para investigar vias relacionadas a fosfoproteínas e estudos proteômicos. Envio com bolsa de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FLYWCH2 Coelho pAb
Observações/Apelido	FLYWCH2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	114984
GeneID	114984
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-140 do FLYWCH2 humano (NP_612448.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96CP2
Peso Proteico	15kDa
Envio	Bolsa de gelo