

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fmo1 Para Wb, If-P, Elisa - Q01740

Número do item: CM0024494

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a monooxigenase 1 contendo flavina humana (FMO1). Validado para WB, IF-P, ELISA com reatividade cruzada humana e de rato. Ideal para estudos de metabolismo de xenobióticos e síntese de taurina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho FMO1
Observações/Apelido	FMO1; monooxigenase 1 contendo flavina
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2326
GeneID	2326
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 371-470 do FMO1 humano (NP_002012.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q01740
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de Gelo