

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fmo3 Para Wb, If-P, Elisa - P31513

Número do item: CM0003470

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra FMO3 humano, validado para WB, IF-P e ELISA. Adequado para estudar o metabolismo hepático de fármacos e a produção de óxido de trimetilamina N em amostras humanas, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | FMO3 Rabbit mAb                                                                                                                 |
| Observações/Alias   | TMAU; FMOII; dJ127D3.1; FMO3                                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 2328                                                                                                                            |
| GeneID              | 2328                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do FMO3 humano (P31513). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                        |
| SWISS               | P31513                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 60kDa                                                                                                                           |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                    |