


Anticorpo Monoclonal Anti-Fmrp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06787

Número do item: CM0004303



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra FMRP humano, validado para western blot, IHC-P e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Adequado para pesquisa da síndrome do X frágil e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho FMRP
Observações/Apelido	POF, FMRP, POF1, FRAXA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2332
GeneID	2332
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FMRP humano (Q06787).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q06787
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo