


## Anticorpo Policlonais Anti-Fmrp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06787

Número do item: CM0027197



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à FMRP (Ribonucleoproteína 1 mensageira do X frágil). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de desenvolvimento neuronal e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | FMRP Rabbit pAb                                                                                                   |
| Observações/Apelidos | POF; FMRP; POF1; FRAXA                                                                                            |
| Espécie              | Humano                                                                                                            |
| GeneID (Humano)      | 2332                                                                                                              |
| GeneID               | 2332                                                                                                              |
| Imunógeno            | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 da FMRP humana (NP_002015.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                            |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                            |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                          |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                          |
| SWISS                | Q06787                                                                                                            |
| Peso da Proteína     | 71kDa                                                                                                             |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                     |