

Anti-Fn1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02751

Número do item: CM0012185



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade que visa a fibronectina humana (FN1). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. A fibronectina é uma glicoproteína chave da MEC que regula a adesão celular, migração e cicatrização de feridas. Ideal para diagnóstico e pesquisa biomédica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FN1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GF2; SMDCF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2335
GeneID	2335
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2205-2477 da FN1 humana (NP_997647.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02751
Peso da Proteína	72 kDa/74 kDa/221-272 kDa
Envio	Saco de gelo