

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fn3Krp Para Wb, Elisa - Q9Ha64

Número do item: CM0015347

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o FN3KRP para detecção por WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Investigue vias de desglicação de proteínas com um reagente de pesquisa confiável de cetosamina-3-quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FN3KRP pAb de Coelho
Observações/Apelido	FN3KL; FN3KRP
Espécie	Humano
ID do Gene	79672
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-309 do FN3KRP humano (NP_078895.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HA64
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo