

Anticorpo Policlonal Anti-Fndc4 Para Wb, Elisa - Q9H6D8

Número do item: CM0018325

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho contra FNDC4 detecta FNDC4 humano, de camundongo e de rato, e é validado para WB e ELISA. Útil para estudos sobre inflamação, sensibilidade à insulina e biologia do tecido adiposo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FNDC4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FRCP1; FNDC4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64838
GeneID	64838
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-167 da FNDC4 humana (NP_073734.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H6D8
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo