

## Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Fndc4 Para Ihc-P/Elisa - Q9H6D8

Número do item: CM0024588

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FNDC4 humana (proteína 4 contendo domínio tipo III da fibronectina), validado para IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa em inflamação, tolerância à glicose e biologia do tecido adiposo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | FNDC4 Coelho pAb                                                                                                          |
| Observações/Alias   | FRCP1; FNDC4                                                                                                              |
| Espécie             | Humana                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 64838                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-167 da FNDC4 humana (NP_073734.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humana, Camundongo                                                                                                        |
| SWISS               | Q9H6D8                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 25kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                             |