

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fndc5 Para Wb, Elisa - Q8Nau1

Número do item: CM0023092



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-FNDC5 validado para WB e ELISA. Reage com proteínas humanas e de rato. Tem como alvo a proteína 5 contendo domínio tipo III de fibronectina (irisina), um hormônio essencial induzido pelo exercício.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	FNDC5 Rabbit pAb
Observações/Alias	FRCP2; irisina; FNDC5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	252995
GeneID	252995
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 113-212 da FNDC5 humana (NP_715637.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Rato
SWISS	Q8NAU1
Peso da proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo