

Anticorpo Policlonal Anti-Fnta Para Wb, Elisa - P49354

Número do item: CM0024724



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FNTA humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Alvo envolvido na prenilação de proteínas, relevante para pesquisas sobre câncer e neuromuscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FNTA Rabbit pAb
Observações/Apelido	FPTA, PTAR2, PGGT1A, FNTA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2339
GeneID	2339
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-379 do FNTA humano (NP_002018.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49354
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo