

Anticorpo Monoclonal Anti-Fntb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49356

Número do item: CM0010849



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho FNTB (clone não especificado) validado em WB, IHC-P, ELISA. Detecta FNTB humano e de rato (~49 kDa). Adequado para pesquisa de transferase de farnesil CAAX e prenilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FNTB Rabbit mAb
Observações/Apelido	FPTB; FNTB
Espécie	Humano
GeneID	2342
Imunogénio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FNTB humano (P49356).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P49356
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo