

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Proteína De Ligação De Folato (Fbp) / Folr1 Para Wb - P15328

Número do item: CM0002063



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Proteína de Ligação de Folato (FBP)/FOLR1 humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de folato e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteína de Ligação de Folato(FBP) / FOLR1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha; Proteína de Ligação de Folato(FBP) / FOLR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2348
GeneID	2348
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Proteína de Ligação de Folato(FBP) / FOLR1 humana (NP_000793.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15328
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco com gelo