

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Proteína De Ligação Ao Folato (Folr1) Para Wb - P15328

Número do item: CM0023521



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FOLR1 humano (receptor de folato alfa) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de câncer e metabolismo de folato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteína de Ligação ao Folato (FBP) / FOLR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FBP; FOLR; NCFTD; FRalfa; Proteína de Ligação ao Folato (FBP) / FOLR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2348
ID do Gene	2348
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15328
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo