

Anticorpo Monoclonal Coelho Polymab® Anti-Folr1 / Proteína De Ligação Ao Folato (Fralfa) Para Wb, Elisa - P15328

Número do item: CM0007489



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra FOLR1/receptor de folato alfa humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em câncer e tecido epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteína de Ligação ao Folato (FBP) / FOLR1 Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	FBP; FOLR; NCFTD; FRalfa
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2348
GeneID	2348
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Proteína de Ligação ao Folato (FBP) / FOLR1 humana (NP_000793.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15328
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo