

Anticorpo Policlonal Anti-Fopnl Para Wb, Elisa - Q96Nb1

Número do item: CM0024205

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o FOPNL (Proteína centrossomal 20) para aplicações de Western blot e ELISA. Validado para amostras humanas e de camundongo, ideal para pesquisas sobre cílios e centrossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOPNL Rabbit pAb
Observações/Apelido	FOPNL; FOR20; C16orf63; PHSECRG2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	123811
GeneID	123811
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-100 do FOPNL humano (NP_653201.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96NB1
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco com gelo