


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fos B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53539

Número do item: CM0007703



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Fos B de alta qualidade validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece o Fos B humano (fator de transcrição AP-1) com um peso molecular de 36kDa. Ideal para estudos de regulação transcricional, biologia de células T e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fos B
Observações/Apelido	AP-1; G0S3; GOS3; GOSB; Fos B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2354
GeneID	2354
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Fos B humano (NP_006723.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P53539
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo