


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fos Para Wb, Elisa - P01100

Número do item: CM0024104



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a c-Fos (subunidade do fator de transcrição AP-1). Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para WB e ELISA; ideal para pesquisa de transdução de sinal, proliferação e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOS Rabbit pAb
Observações/Apelido	p55; AP-1; C-FOS; FOS
Espécie	Humano, Camundongo, Rato
GeneID (Humano)	2353
GeneID	2353
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do FOS humano (NP_005243.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01100
Peso da Proteína	41kDa
Entrega	Saco de gelo