


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53539

Número do item: CM0016835



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra FOSB humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudar as funções do fator de transcrição AP-1 na regulação de intensificadores nucleossômicos e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOSB pAb de Coelho
Observações/Apelido	AP-1; G0S3; G0S3; G0SB; FOSB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2354
GeneID	2354
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FOSB humano (NP_006723.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53539
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de Gelo