

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosl1 (Validado Por Kd) Para Wb, Elisa - P15407

Número do item: CM0024682

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD contra FOSL1 (FRA1) humano para aplicações de Western blot e ELISA. Obtido a partir da plataforma de matérias-primas para IVD tudo-em-um da CamelBio, este anticorpo detecta uma banda de ~29 kDa. Swiss-Prot: P15407.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] FOSL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FRA; FRA1; fra-1; [Validado por KD] FOSL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8061
GeneID	8061
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do FOSL1 humano (NP_005429.1?).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15407
Peso da Proteína	29kDa
Envio	