

Anticorpo Policlonais Anti-Fosl2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15408

Número do item: CM0030213

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FOSL2 (FRA2) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas e de rato. Adequado para estudar regulação da transcrição e biologia dos osteoclastos. - P15408

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOSL2 Rabbit pAb
Observações/Alias	FRA2; FOSL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2355
GeneID	2355
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 187-326 de FOSL2 humano (NP_005244.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P15408
Peso Proteico	35kDa
Envio	Bolsa de gelo