

## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Foxa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55317

Número do item: CM0024426



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao FOXA1 humano (HNF3A/TCF3A), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a função de fatores pioneiros e a sinalização de receptores hormonais no desenvolvimento e na pesquisa do câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | FOXA1 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelidos | HNF3A, TCF3A, FOXA1                                                                                                        |
| Espécie              | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (humano)      | 3169                                                                                                                       |
| GeneID               | 3169                                                                                                                       |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 263-472 do FOXA1 humano (NP_004487.2) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS                | P55317                                                                                                                     |
| Peso da Proteína     | 49kDa                                                                                                                      |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                              |