

Anticorpo Policlonais Anti-Foxc1 Para Wb, Elisa - Q12948

Número do item: CM0025947

introdução

Anticorpo policlonal de coelho FOXC1 validado para Western blot e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar a função de fatores de transcrição no desenvolvimento, câncer e pesquisa ocular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXC1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ARA; IGDA; IHG1; ASGD3; FKHL7; IRID1; RIEG3; FREAC3; FREAC-3; FOXC1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2296
GeneID	2296
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 404-553 do FOXC1 humano (NP_001444.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12948
Peso da Proteína	57kDa
Transporte	Bolsa de gelo