

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Foxd1 Para Wb, Elisa - Q16676

Número do item: CM0024554

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a FOXD1 humana, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de fatores de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	FKHL8; FREAC4; FREAC-4; FOXD1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2297
ID do Gene	2297
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da FOXD1 humana (NP_004463.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16676
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo