

Anticorpo Policlonal Anti-Foxi1 Para Wb, Elisa - Q12951

Número do item: CM0020245

introdução

Anticorpo policlonal direcionado a FOXI1, um fator de transcrição forkhead essencial para o desenvolvimento do ouvido interno e do rim. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXI1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HFH3, FKH10, HFH-3, FKHL10, FREAC6, FREAC-6, FOXI1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2299
GeneID	2299
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FOXI1 humano (NP_036320.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q12951
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo