

Anticorpo Policlonale De Coelho Anti-Foxj1 Para Wb, Ip, Elisa - Q92949

Número do item: CM0020071

introdução

Anticorpo policlonale de coelho direcionado ao FOXJ1 humano, um fator de transcrição essencial para a formação de cílios móveis. Validado para aplicações em WB, IP e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa em ciliopatias e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXJ1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HFH4; HFH-4; CILD43; FKHL13; FOXJ1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2302
GeneID	2302
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-421 do FOXJ1 humano. (NP_001445.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q92949
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Gelo reciclável