

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Foxk1 Para Wb, Elisa - P85037

Número do item: CM0014534



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FOXK1 humano, validado para WB e ELISA. FOXK1 é um fator de transcrição forkhead que regula o metabolismo da glicose, a diferenciação muscular e a autofagia. Adequado para aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXK1 Rabbit pAb
Observações/Alias	FOXK1L; FOXK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	221937
ID do Gene	221937
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-733 de FOXK1 humano (NP_001032242.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P85037
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Bolsa de gelo