

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Foxk2 Para Wb E Elisa - Q01167

Número do item: CM0016682



introdução

Anticorpo Policlonal (pAb) de Coelho FOXK2 para WB e ELISA. Detecta FOXK2 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre regulação da transcrição, metabolismo e autofagia. SWISS: Q01167.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ILF; ILF1; ILF-1; nGTBP; FOXK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3607
GeneID	3607
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-430 do FOXK2 humano (NP_004505.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01167
Peso Proteico	69kDa
Envio	