

Anticorpo Monoclonal Anti-Foxl2 Para Wb, Elisa - P58012

Número do item: CM0008289



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho FOXL2 para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com FOXL2 humano, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa em diferenciação ovariana, regulação da transcrição e mecanismos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXL2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	BPES; PFRK; POF3; BPES1; PINTO; FOXL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	668
GeneID	668
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do FOXL2 humano (P58012)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P58012
Peso Proteico	39kDa
Envio	Bolsa de Gelo