

Anticorpo Policlonal Anti-Foxm1 Para Wb, If-P, Elisa - Q08050

Número do item: CM0019755



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra FOXM1, validado para WB, IF-P e ELISA. Detecta FOXM1 humano, de rato e de camundongo. Imunógeno recombinante correspondente aos aa 29-128 do FOXM1 humano. Ideal para pesquisa de ciclo celular, reparo de DNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXM1 Coelho pAb
Observações/Apelido	MPP2; HFH11; HNF-3; INS-1; MPP-2; PIG29; FKHL16; FOXM1A; FOXM1B; FOXM1C; HFH-11; TRIDENT; MPHOSPH2; FOXM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2305
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-128 do FOXM1 humano (NP_068772.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08050
Peso Proteico	84kDa
Envio	Bolsa de gelo