

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Foxn2 Para Wb, Elisa - P32314

Número do item: CM0006404

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra FOXN2 humano (proteína Forkhead box N2) para aplicações de WB e ELISA. Validado por knockout, reconhece FOXN2 humano. Adequado para estudos de ligação ao LTR do HTLV-I.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] mAb de Coelho anti-FOXN2
Observações/Alias	HTLF; N2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3344
GeneID	3344
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 204-431 de FOXN2 humano. (NP_002149.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32314
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo