

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Foxn2 Para If/Icc, Elisa - P32314

Número do item: CM0029819

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-FOXN2 validado para IF/ICC e ELISA. Reage com FOXN2 humano, um fator de transcrição que se liga ao LTR do HTLV-I. Ideal para estudos de regulação de genes virais, controle de transcrição e biologia da família FOX.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXN2 Rabbit pAb
Observações/Alias	HTLF; FOXN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3344
GeneID	3344
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 172-431 do FOXN2 humano (NP_002149.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32314
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo