

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Foxn2 Para Wb E Elisa - P32314

Número do item: CM0028312

introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-FOXN2 validado para Western blotting e ELISA. Reage com FOXN2 (HTLF) humano e de camundongo, um fator de transcrição que se liga ao LTR do HTLV-I. Adequado para pesquisa de cromatina e transcrição viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXN2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HTLF; FOXN2
Espécie	Humano
ID do Gene	3344
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 172-431 do FOXN2 humano (NP_002149.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P32314
Peso da Proteína	47kDa
Transporte	Saco de gelo