

Anticorpo Policlonal Anti-Foxn3 Para Wb E Elisa - 000409

Número do item: CM0015177



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra FOXN3, um repressor transcricional envolvido em pontos de verificação de danos ao DNA. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisa sobre ciclo celular e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXN3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CHE1; PRO1635; C14orf116; FOXN3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1112
GeneID	1112
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 269-468 do FOXN3 humano (NP_005188.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	000409
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo