

Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Foxo1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12778

Número do item: CM0030287



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FOXO1 (FKHR), validado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA em amostras humanas, de camundongo, rato e macaco. Ideal para pesquisa em diabetes, metabolismo e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXO1 Rabbit pAb
Observações/Alias	FKH1, FKHR, FOXO1A, FOXO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2308
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-580 do FOXO1 humano (NP_002006.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	Q12778
Peso Proteico	70kDa
Transporte	Bolsa de gelo