

Anticorpo Policlonal Anti-Foxo1/Foxo3A/Foxo4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778 / O43524 / P98177

Número do item: CM0020869



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece FOXO1, FOXO3A e FOXO4; adequado para WB, IHC-P e ELISA com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de metabolismo, apoptose e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXO1/FOXO3A/FOXO4 pAb de Coelho
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2308/2309/4303
GeneID	2308/2309/4303
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético de FOXO1/FOXO3A/FOXO4 humano (NP_002006.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12778/O43524/P98177
Envio	Saco de gelo