

Anticorpo Policlonais Anti-Foxo3A Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Wvh4

Número do item: CM0025304

introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho contra FOXO3A detecta FOXO3A de camundongo e rato. Adequado para aplicações WB, IF/ICC, IF-P e ELISA em pesquisa de apoptose, autofagia e metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXO3A Coelho pAb
Observações/Alias	Fkhr2; FKHL1; Foxo3a; 1110048B16Rik; 2010203A17Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2309
GeneID	56484
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 371-470 de FOXO3A de camundongo (NP_062714.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9WVH4
Peso Proteico	71kDa
Envio	Bolsa de gelo