

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Foxo3A Para Wb, Elisa - O43524

Número do item: CM0012000



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a FOXO3A, validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Reconhece uma proteína de 71 kDa; detecta níveis endógenos. Ideal para pesquisa em apoptose, autofagia e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXO3A Rabbit mAb
Observações/Apelidos	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2309
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 574-673 da FOXO3A humana (NP_001446.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43524
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo