

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Foxo3A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Wvh4

Número do item: CM0017291

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FOXO3A de camundongo, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano e rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose, autofagia e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXO3A pAb de Coelho
Observações/Apelido	Fkhr2, FKHL1, Foxo3a, 1110048B16Rik, 2010203A17Rik, FOXO3A
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2309
GeneID	56484
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 558-635 do FOXO3A de camundongo (NP_062714.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9WVH4
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Saco de gelo