

Anticorpo Policlonal Anti-Foxp2 Para Wb, Elisa - 015409

Número do item: CM0030570



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra FOXP2 validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Alvo na proteína forkhead box P2 envolvida no desenvolvimento da fala e da linguagem. Adequado para estudos de epitélio pulmonar e tecido neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SPCH1; CAGH44; TNRC10; FOXP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	93986
GeneID	93986
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 590-715 do FOXP2 humano (NP_055306.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15409
Peso Proteico	80kDa
Transporte	Bolsa de gelo