

Anticorpo Monoclonal Anti-Foxp3 Para Wb, Ihc Ihc-P, Elisa - Q9Bzs1

Número do item: CM0004389



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho FOXP3 de alta qualidade validado para aplicações de Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de células Treg e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	FOXP3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50943
GeneID	50943
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZS1
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco com gelo