

Anticorpo Monoclonal Anti-Foxp3 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Bzs1

Número do item: CM0005107



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho FOXP3 (Q9BZS1) validado para WB, IP, ELISA com reatividade cruzada humana; direciona-se a um fator de transcrição forkhead crucial para o desenvolvimento de Treg e a homeostase imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho FOXP3
Observações/Apelido	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50943
GeneID	50943
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZS1
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em saco de gelo